



E.S.M.

EUROPEAN SAFETY MAINTENANCE scrl fs

Avenue Greiner 1 (rond-point CMI)
B – 4100 SERAING

Boomsesteenweg 604-606
B – 2610 WILRIJK (Antwerpen)

Filiale du CEPS (Ecole du Feu)

Tél : +32 (0)4/ 236 65 93
Fax : +32 (0)4/ 236 68 03
E-mail : esm@ceps-esm.be

Tél : +32 (0)3/ 827 15 00
Fax : +32 (0)3/ 827 15 25
E-mail : esm@ceps-esm.be

CONTENU & UTILISATION MULTI, GRANDE BOITE DE SECOURS

Description - Boîte MULTI	Qté	Utilisation
Agrafe élastique	12	Maintien la bande Velpeau
Bandage triangulaire non stérile en coton 96 x 96 x 136 cm	1	Immobilisation d'une clavicule
Bande Cambric (5 cm x 5 cm)	2	Protège l'hémorragie
Bande Cambric (7 cm x 5 cm)	2	Protège l'hémorragie
Bande Velpeau (10 cm x 4 m)	2	Foulure
Bande Velpeau (5 cm x 4 m)	2	Foulure
Boîte de secours vide grande avec support mural	1	Coffret de protection et de transport
Burnshield 10 x 10 cm	2	A appliquer sur les brûlures
Champs de réanimation	1	Utiliser dans le cas du bouche-à-bouche, tout en se protégeant contre les maladies virales
Ciseau Stainless	1	Découpe tout
Cold pack Petit modèle	2	Donner un coup sur le sac, pour obtenir une compresse réfrigérante. Idéal, pour les coups ou pour emballer un membre sectionné
Compresse (10 cm x10 cm)	12	Utiliser dans l'application du produit désinfectant
Compresse (5 cm x 5 cm)	20	Utiliser dans l'application du produit désinfectant
Couverture de survie en aluminium 210 x 160 cm	2	Le côté argenté réchauffe et le côté doré refroidi
Flacon de sérum physiologique NaCl (500 ml)	1	Rinçage des brûlures
Flapule de Natrii Chloridum NaCl 10 ml	6	Désinfectant pour les yeux
Flapule d'hibidile	6	Désinfectant non coloré
Gants vinyl non stériles large (paire)	12	Protection pour le secouriste en cas d'hémorragie
Garrot avec attache rapide	1	A n'utiliser que dans les 3 cas d'exception, connus du secouriste
Hansamedic (50 ml)	2	Spray désinfectant non coloré. A éviter sur les plaies à recoudre et les brûlures
Micropore (rouleau de 12,5 mm x 9,14 mm)	2	Sparadrapp découpable
Notice d'urgence	1	Conseils en attendant l'arrivée du médecin
Pansement compressif (7 cm x 10 cm)	6	Comprime directement l'hémorragie
Pansement Hypoallergénique 6 x 10 cm	10	A appliquer sur les coupures
Tube Hirudoïde gel (50 gr)	1	A appliquer, le plus rapidement possible, sur la peau en cas de coup ou de choc

Un petit conseil

Vérifiez régulièrement les dates de péremption du matériel médical et de vos produits médicamenteux

TVA : BE 465.348.887

RCC : 195.493