



E.S.M.
EUROPEAN SAFETY MAINTENANCE scrl fs

Avenue Greiner 1 (rond-point CMI)
 B – 4100 SERAING

Boomsesteenweg 604-606
 B – 2610 WILRIJK (Antwerpen)

Filiale du CEPS (Ecole du Feu)

Tél : +32 (0)4/ 236 65 93
 Fax : +32 (0)4/ 236 68 03
 E-mail : esm@ceps-esm.be

Tél : +32 (0)3/ 827 15 00
 Fax : +32 (0)3/ 827 15 25
 E-mail : esm@ceps-esm.be

CONTENU & UTILISATION EUROKIT, PETITE BOITE DE SECOURS

Description - Boîte EUROKIT	Qté	Utilisation
Bande Velpeau (5 cm x 4 m)	1	Foulure
Boîte de secours vide petite	1	Coffret de protection et de transport
Champs de réanimation	1	Utiliser dans le cas du bouche-à-bouche, tout en se protégeant contre les maladies virales
Ciseau Stainless	1	Découpe tout
Cold pack Grand modèle	1	Donner un coup sur le sac, pour obtenir une compresse réfrigérante. Idéal, pour les coups ou pour emballer un membre sectionné
Compresse (5 cm x 5 cm)	10	Utiliser dans l'application du produit désinfectant
Couverture de survie en aluminium 210 x 160 cm	1	Le côté argenté réchauffe et le côté doré refroidi
Flapule de Natrii Chloridum NaCl 10 ml	2	Désinfectant pour les yeux
Flapule d'Hibidile	4	Désinfectant non coloré
Gants vinyles non stériles large (paire)	3	Protection pour le secouriste en cas d'hémorragie
Garrot avec attache rapide	1	A n'utiliser que dans les 3 cas d'exception, connus du secouriste
Micropore (rouleau de 12,5 mm x 9,14 mm)	1	Sparadrap découpable
Notice d'urgence	1	Conseils en attendant l'arrivée du médecin
Pansement compressif (7 cm x 10 cm)	2	Comprime directement l'hémorragie
Pansement Hypoallergénique 6 x 10 cm	10	A appliquer sur les coupures

Pour toute information complémentaire
 Contactez E.S.M. au +32 (0)4 236 65 93

Possibilité de trousse de secours à la carte



Un petit conseil

Vérifiez régulièrement les dates de péremption du matériel médical et de vos produits médicamenteux

TVA : BE 465.348.887
 RCC : 195.493